



The **SMART BAG® MO** Disposable Bag Valve Mask Resuscitator is a single use device for manual ventilation. The **SMART BAG® MO** offers accurate controlled ventilation that significantly reduces the risk of gastric insufflation. The patient's airway pressure is maintained at an optimally low level due to the **SMART®** technology in the bag that responds to both the rescuer's squeeze of the bag and the patient's own respiratory condition. It is designed for use in various clinical settings to provide respiratory support to the respiratory distressed or non-breathing patient. The manual override may be used to assist spontaneous respirations or for confirming endotracheal tube placement by providing one or two large, high flow, breaths. Do however remember to turn off the override for manual ventilation.

The Child resuscitator comes standard with a Pressure Relief valve set at 40 cm H₂O which can be overridden by the operator. A pressure relief system, set at either 40 or 60 cm H₂O, is available for the Adult resuscitator. When used with a supplemental oxygen supply, the device may provide 100% oxygen on every squeeze of the bag.

PREPARATION FOR USE

- [1] Inspect the **SMART BAG® MO** resuscitator to ensure that all components are present, properly assembled and fully functional.

[2] Test for leaks by occluding the patient port completely squeezing the bag (Any leaks in the system may prevent the delivery of a sufficient volume to the patient).

[3] Ensure that the manual override switch is in the OFF position.

[4] Squeeze and release the **SMART BAG® MO** hard a few times to ensure that air is moving through the valve system to the mask. The **SMART®** Valve in the neck of the bag should move freely indicating increased airway pressure and you should notice an immediate increase in bag tension (stiffness).

[5] Gently squeeze and release the **SMART BAG® MO** a few times to ensure that the bag tension is reduced and the **SMART®** Valve in the neck of the bag does not move forward when you gently squeeze. This provides confirmation that the airway pressure will be kept to the minimum required for adequate ventilation to occur while reducing the risk of gastric insufflation.

[6] If using supplemental oxygen, attach the reservoir system to the bag refill port and ensure that the oxygen tubing is attached to an oxygen source with a flow rate of at least 15 L/min. Ensure that the collapsible reservoir system is fully extended to allow maximum oxygen storage.

DIRECTIONS FOR USE

[1] Select the appropriate **SMART BAG® MO** resuscitator model for the size of patient to be ventilated.

[2] Ensure that the patient's airway is clear of any obstructions and remains open by properly positioning the patient's head in accordance with local protocols.

[3] Maintain a proper mask-to-face seal with one hand by lifting the chin upward with the last three fingers of the hand. Keep the index finger and thumb on top of the mask to form a tight seal around the patient's mouth and nose.

[4] Gently squeeze the **SMART BAG® MO** with the other hand until the chest rises, then release. Ventilate the patient with a steady squeeze and release of the **SMART BAG® MO** sufficient time between ventilations to allow for full emptying of the patient's lungs.

[5] If the child **SMART BAG® MO** is being used and the Pressure Relief override is required to be applied, depress the Pressure Relief Button and rotate 90° to lock in place. To unlock simply rotate the button until the arrow lines up with the arrow on the patient valve and release.

[6] Safely dispose of the **SMART BAG® MO** after use in accordance with local protocols.

SPECIFICATIONS

Storage Temperature Range: -40°C to 60°C

Operating Temperature Range: -40°F to 140°F

-18°C to 50°C

0°F to 122°F

Patient Valve Dead space: 7,0 ml

Reservoir volume: 1700 ml

Inspiratory Resistance: 3,3 cm H₂O

Expiratory Resistance: 2,2 cm H₂O

Bag Volume: Adult 1700 ml

Child 470 ml

Stroke Volume: Adult 900 ml

Child 250 ml

Maximum Cycle Rate: Adult 45 BPM

Child 100 BPM

Pressure Relief:

Adult: Optional 40 or 60 cmH₂O

Child: 40 cmH₂O

Shelf-life

01BM3200-MO-Cs - 5 years

01BM3210-MO-Cs - 5 years

01BM3201-MO-Cs - 3 years

01BM3211-MO-Cs - 3 years



Le ballon-masque jetable **SMART BAG® MO** est un dispositif de ventilation manuelle à usage unique. Le **SMART BAG® MO** offre une ventilation contrôlée précise qui atténue considérablement le risque d'insufflation gastrique. La pression des voies aériennes du patient est maintenue à un faible niveau de façon optimale grâce à la technologie **SMART®** dont est doté le ballon. Cette technologie répond à la fois aux pressions exercées par le secouriste sur le ballon et à la propre respiration du patient. Elle est donc conçue pour une utilisation dans divers contextes cliniques afin de fournir une assistance respiratoire aux patients en détresse ou en arrêt respiratoire. La commande manuelle peut être utilisée pour aider la respiration spontanée ou pour confirmer l'position de la sonde d'intubation endotrachéale en fournant une ou deux grandes respirations à fort débit. Rappelez-vous cependant de désactiver la commande pour la ventilation manuelle.

L'appareil de réanimation pour enfants est équipé d'une soupe à compensation de la pression tarée à 40 cm H₂O, pouvant être désactivée par l'opérateur. Un système de décompression, réglé à 40 cm H₂O ou 60 cm H₂O, est disponible pour l'appareil de réanimation pour adultes. Lorsqu'il est utilisé avec une alimentation en oxygène supplémentaire, l'appareil peut fournir 100 % d'oxygène pour chaque pression exercée sur le ballon.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

[1] Inspectez le réanimateur **SMART BAG® MO** pour vous assurer que tous les composants sont présents, correctement assemblés et entièrement fonctionnels.

[2] Vérifiez que l'appareil ne présente aucune fuite en occlusion complètement le port du patient en exerçant une pression sur le ballon (toute fuite dans le système peut empêcher l'administration d'un volume suffisant au patient).

[3] Veillez à ce que l'interrupteur de la commande manuelle soit en position ARRÊT.

[4] Comprimez fortement, puis relâchez, le **SMART BAG® MO** plusieurs fois afin de vous assurer que l'air se déplace à travers les soupapes jusqu'au masque. La soupe SMART, située dans le col du ballon, doit bouger librement, ce qui indique une augmentation de la pression des voies aériennes. De plus, vous devriez remarquer une augmentation immédiate de la tension du ballon (raideur).

[5] Comprimez fortement, puis relâchez, le **SMART BAG® MO** plusieurs fois afin de vous assurer que l'air passe attraverso il sistema delle valvole fino alla maschera. La valvola SMART nel collo del pallone deve spostarsi liberamente indicando una maggiore pressione nelle vie aeree e bisogna notarsi un immediato aumento della tensione del pallone (rigidezza).

[6] Verificare che il comando manuale si trovi nella posizione "AUS".

[7] Comprimere e rilasciare con forza alcune volte il dispositivo **SMART BAG® MO** per verificare che l'aria passi attraverso il sistema della valvola fino alla maschera. La valvola SMART nel collo del pallone deve spostarsi liberamente indicando una maggiore pressione nelle vie aeree e bisogno notarsi un immediato aumento della tensione del pallone (rigidezza).

[8] Comprimere e rilasciare delicatamente il dispositivo **SMART BAG® MO** alcune volte per verificare che la tensione del pallone sia ridotta e che la valvola **SMART** nel collo del pallonello si sposti in avanti durante la compressione delicata. Questo conferma che la pressione delle vie aeree sarà mantenuta al minimo richiesto per una ventilazione adeguata riducendo allo stesso tempo il rischio di insufflazione gastrica.

[9] Comprimere e rilasciare delicatamente il dispositivo **SMART BAG® MO** alcune volte per verificare che la tensione del pallone sia ridotta e che la valvola **SMART** nel collo del pallonello si sposti in avanti durante la compressione delicata. Questo conferma che la pressione delle vie aeree sarà mantenuta al minimo richiesto per una ventilazione adeguata riducendo allo stesso tempo il rischio di insufflazione gastrica.

[10] Se si utilizza ossigeno supplementare, montare il serbatoio sulla porta di riempimento del pallone e verificare che il tubo dell'ossigeno sia collegato alla sorgente dell'ossigeno con una velocità del flusso di almeno 15 L/min. Verificare che il serbatoio pieghevole sia esteso completamente per consentire di conservare la quantità massima di ossigeno.

[11] Se si utilizza ossigeno supplementare, inserire il sistema di recipiente al porto di ricarica della bolla e assicurarsi che gli tubi di ossigeno estendono connessi a una fonte di ossigeno con una tasa di flusso di per lo meno 15 l/min. Assicurarsi che il serbatoio pieghevole sia esteso completamente per consentire di conservare la quantità massima di ossigeno.

[12] Verificare che il comando manuale si trovi nella posizione "OFF".

[13] Aprire e chiudere il **SMART BAG® MO** varie volte per assicurarsi che la tensione della bolla sia ridotta e che la valvola **SMART** nel collo della bolla non si sposta verso l'avanti quando si apre la valvola.

[14] Aprire e chiudere il **SMART BAG® MO** varie volte per assicurarsi che la tensione della bolla sia ridotta e che la valvola **SMART** nel collo della bolla si sposta verso l'avanti durante la compressione delicata. Questo conferma che la pressione delle vie aeree sarà mantenuta al minimo richiesto per una ventilazione adeguata riducendo allo stesso tempo il rischio di insufflazione gastrica.

[15] Se si utilizza ossigeno supplementare, inserire il sistema di recipiente al porto di ricarica della bolla e assicurarsi che gli tubi di ossigeno estendono connessi a una fonte di ossigeno con una tasa di flusso di per lo meno 15 l/min. Assicurarsi che il serbatoio pieghevole sia esteso completamente per consentire di conservare la quantità massima di ossigeno.

[16] Verificare che il comando manuale si trovi nella posizione "OFF".

MODE D'EMPLOI

[1] Sélectionnez le modèle d'appareil de réanimation SMART BAG® MO adapté à la taille du patient devant bénéficier d'une assistance respiratoire.

[2] Veillez à ce que les voies respiratoires du patient soient dégagées et restent ouvertes en plaçant correctement la tête du patient, conformément aux protocoles locaux.

[3] Maintenez l'étanchéité du masque sur le visage avec une main, en soulignant le menton du patient vers le haut à l'aide des trois derniers doigts de la main. Gardez l'index et le pouce sur la partie supérieure du masque pour former un joint étanche autour de la bouche et du nez du patient.

[4] Comprimez légèrement le **SMART BAG® MO** avec l'autre main jusqu'à ce que la poitrine du patient se soulève, puis relâchez.

Ventilez le patient en comprimant de façon régulière, puis relâchez le **SMART BAG® MO** en laissant suffisamment de temps s'écouler entre les ventilations pour permettre aux poumons du patient de se vider entièrement.

[5] Si le **SMART BAG® MO** pour enfants est utilisé et que la commande de décompression doit être mise en œuvre, appuyez sur le bouton de décompression et effectuez un pivotement de 90° pour la fixer en bonne position. Pour le débloquer, tournez le bouton jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec la flèche située sur la valve du patient et la sortie.

[6] Mettez le **SMART BAG® MO** au rebut de façon sécurisée après l'avoir utilisé, conformément aux protocoles locaux.

SPÉCIFICATIONS

Plage de températures de stockage : de -40 °C à 60 °C

de -40 °F à 140 °F

de -18 °C à 50 °C

de 0 °C à 122 °F

Espace mort de la valve du patient : 7,0 ml

Volume du réservoir : 1700 ml

Résistance à l'effort inspiratoire : 3,3 cm H₂O

Résistance à l'effort expiratoire : 2,2 cm H₂O

Volume du ballon : Adulte 1700 ml

Enfant 470 ml

Volume systolique : Adulte 900 ml

Enfant 250 ml

vitesse maximale des cycles :

Adulte : 45 battements par minute

Enfant : 100 battements par minute

Décompression :

Adulte - facultatif

Enfant 40 ou 60 cmH₂O

40 cmH₂O

Durée de vie (stockage)

01BM3200-MO-Cs - 5 années

01BM3210-MO-Cs - 5 années

01BM3201-MO-Cs - 3 années

01BM3211-MO-Cs - 3 années



Die **SMART BAG® MO** Beatmungsmaske mit Ventil und Einwegbeutel ist ein Gerät zur manuellen Beatmung für die einmalige Verwendung. Die **SMART BAG® MO** bietet präzise steuerbare Beatmung, die das Risiko einer Mageninsufflation deutlich verringert. Der Atemwegsdruck des Patienten wird dank der **SMART®** Technologie im Beutel auf einem optimalen niedrigen Niveau gehalten. Der Beutel reagiert sowohl auf den Beuteldruck des Helfers wie auch auf den individuellen Atemzustand des Patienten. Er ist für die Anwendung in verschiedenartigen klinischen Einsätzen so entworfen worden, dass er die Atmung von Patienten mit Atemstörungen oder Atemstillstand unterstützt. Die Notwendigkeit, den Beutel zu öffnen, um die Atemluft zu unterstützen, kann durch die **SMART®** Technologie im Beutel verhindert werden. Der Beutel reagiert sowohl auf den Beuteldruck des Helfers wie auch auf den individuellen Atemzustand des Patienten. Er ist für die Anwendung in verschiedenartigen klinischen Einsätzen so entworfen worden, dass er die Atmung von Patienten mit Atemstörungen oder Atemstillstand unterstützt. Die Notwendigkeit, den Beutel zu öffnen, um die Atemluft zu unterstützen, kann durch die **SMART®** Technologie im Beutel verhindert werden.

Il pallone per rianimazione a mascherina monouso **SMART BAG® MO** tipo AMBU è un dispositivo monouso per la ventilazione manuale. Il dispositivo **SMART BAG® MO** offre ventilazione controllata e precisa che riduce significativamente il rischio di insufflazione gastrica. La pressione delle vie aeree del paziente viene mantenuta a un livello ottimale grazie alla tecnologia **SMART®** nel pallone che risponde tanto al prepotere del soccorritore quanto alle condizioni respiratorie proprie del paziente. È stato progettato per essere utilizzato in varie situazioni cliniche per brindare appoggio respiratorio a pazienti con disturbi respiratori o che non respirano. La invalidazione manuale può usarsi per assistere le respirazioni espontanee o per confermare il posizionamento del tubo endotracheale, è possibile utilizzare il comando manuale mediante uno o due grossi respiri ad alto flusso. È necessario ricordare, però, di disattivare il comando per la ventilazione manuale.

Il pallone per rianimazione per bambini è dotato, come standard, di una valvola limitatrice di pressione impostata a 40 cm H₂O che può essere controllata manualmente dall'operatore. Per il pallone per rianimazione per adulti è disponibile un sistema di riduzione della pressione, impostato a 40 cm H₂O o 60 cm H₂O. Se utilizzato con un'alimentazione aggiuntiva di ossigeno, il dispositivo può garantire il 100% di ossigeno a ogni pressione del pallone.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

[1] Inspectez le **SMART BAG® MO** pour vous assurer que tous les éléments sont présents, correctement assemblés et entièrement fonctionnels.

[2] Vérifiez que l'appareil ne présente aucune fuite en occlusion complètement le port du patient en exerçant une pression sur le ballon (toute fuite dans le système peut empêcher l'administration d'un volume suffisant au patient).

[3] Veillez à ce que l'interrupteur de la commande



De SMART BAG® MO wegwerp-beademingsballon is een handmatig beademingsapparaat voor eenmalig gebruik. De **SMART BAG® MO** zorgt voor een nauwkeurige gecontroleerde beademing die het risico op een maaginsufflatie (blazen van lucht in de maag) aanzienlijk verlaagt. De luchtwegdruk van de patiënt wordt op een optimaal laag niveau gehouden dankzij de **SMART®**-technologie in de ballon die reageert op zowel de mate van samenknijpen van de ballon door de hulpverlener als op de eigen ademhalingstoestand van de patiënt. De ballon is ontworpen voor gebruik in verschillende klinische omgevingen, om ademhalingsondersteuning te verlenen aan een patiënt in ademnood of aan een patiënt die niet meer ademt. De noodbediening kan worden gebruikt om de spontane ademhaling te helpen of om de endotracheale tube te plaatsen door een of twee grote ademteugen met hoge capaciteit toe te dienen. Denk er echter aan om de noodbediening uit te schakelen voordat u eraan begaat tot handmatige beademing.

De kinderbeademingsballon heeft standaard een overdrukventiel afgesteld op 40 cm H₂O, wat kan worden aangepast door de gebruiker. Een drukverlichtingssysteem afgesteld op ofwel 40 cm H₂O ofwel 60 cm H₂O, is verkrijgbaar voor de beademingsballon voor volwassenen. In combinatie met een aanvullende zuurstofvoer kan het apparaat 100% zuurstof leveren elke keer dat de ballon wordt samengeknepen.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

[1] Inspecteer de SMART BAG® MO-beademingsapparaat om er zeker van te zijn dat alle componenten aanwezig, correct geassembleerd en volledig gereed zijn.
 [2] Test op lekkernijen door de patiëntopening volledig af te sluiten en in de ballon te knijpen (lekkernij in het systeem kunnen de toediening van voldoende volume aan de patiënt belemmeren).
 [3] Zorg ervoor dat de knop voor noodbediening op OFF (UIT) staat.
 [4] Knijp een aantal keer hard in de **SMART BAG® MO** en laat weer los, om zeker te weten dat er lucht stroomt door het ventilsysteem naar de beademingsmasker. Het SMART-ventiel in de hals van de ballon zou vrij moeten bewegen, wat een toegenomen luchtwegdruk aangeeft, en u een onmiddellijke toename van de spanning in de ballon (stijfheid) moet waarnemen.
 [5] Knijp een aantal keer zacht in de **SMART BAG® MO** en laat weer los, om zeker te weten dat de spanning in de ballon afneemt en dat het SMART-ventiel in de hals van de ballon niet naar voren beweegt als u zachtjes knijpt. Hiermee wordt bevestigd dat de luchtwegdruk zo laag mogelijk wordt gehouden voor een adequate beademing, terwijl het risico op een maaginsufflatie beperkt wordt.
 [6] Indien u aanvullende zuurstof gebruikt, sluit dan het reservoorsysteem aan op de vulopening van de ballon en zorg ervoor dat de zuurstofslang bevestigd is aan een zuurstofbron met een stroomsnellheid van ten minste 15 l/min. Zorg ervoor dat het opvoerbare reservoer volledig is uitgevouwen zodat de maximale hoeveelheid zuurstof kan worden opgeslagen.

GEBRUIKSANWIJZING
 [1] Kies het juiste **SMART BAG® MO** beademingsmodel afgestemd op de grootte van de patiënt die moet worden beadem.
 [2] Zorg ervoor dat de luchtwegen van de patiënt vrij zijn van eventuele obstruções en dat deze open blijven door het hoofd van de patiënt op de juiste wijze te plaatzen, in overeenstemming met lokale protocollen.

[3] Zorg ervoor dat er geen ruimte kan ontstaan tussen het masker en het gezicht door met de laatste drie vingers van uw hand de kin omhoog te tillen. Houd de wijsvinger en de duim van diezelfde hand bovenop het masker zodat er een strakke afdichting ontstaat rondom de mond en de neus van de patiënt.

[4] Knijp nu zachtjes in de **SMART BAG® MO** met uw andere hand, totdat de borst omhoogkomt, en laat los. Beadem de patiënt met een regelmatig knippen en loslaten van de **SMART BAG® MO**, met voldoende tijd tussen de beademingen om de longen van de patiënt helemaal leeg te maken.

[5] Als het kindermodel van de **SMART BAG® MO** wordt gebruikt en het overdrukventiel moet worden aangepast, druk dan de betreffende knop in en draai deze 90° totdat deze vastligt. Om de knop weer in de originele stand te zetten draait u de knop eenvoudig weer totdat de pil in dezelfde lijn komt te staan als de pil van het patiëntventiel en laat los.

[6] Verwijder de **SMART BAG® MO** na gebruik veilig in overeenstemming met lokale protocollen.

SPECIFICATIES

Bewaartemperatuur tussen:	-40°C tot 60°C
Bedieningstemperatuur tussen:	-40°F tot 140°F
Dode ruimte patiëntventiel:	-18°C tot 50°C
Reservervoirvolume:	0°F tot 122°F
Inspiratorische weerstand:	7,0 ml
Expiratorische weerstand:	1,700 ml
Ballonvolume:	2,2 cm H ₂ O
Slagvolume:	3,3 cm H ₂ O
Maximal cyclicaliteit:	2,2 cm H ₂ O
Tryckavlastning:	Vuxen 45 BPM Barn 40 of 60 cm H ₂ O Kind 40 cm H ₂ O

Houdbaarheid

01BM3200-MO-Cs - 5 jaar
 01BM3210-MO-Cs - 5 jaar
 01BM3201-MO-Cs - 3 jaar
 01BM3211-MO-Cs - 3 jaar



SMART BAG® MO wegwerp-beademingsballon är en handmatig beademningsapparat för en gång bruk. **SMART BAG® MO** sätter in för en nauvkeur gekontrollerade beademing som är riskfri för en maaginsufflatie (blazen av lucht i magen) aanzienlijk verlaagt. De luchtwegdruk van de patiënt wordt op een optimaal laag niveau gehouden dankzij de **SMART®**-teknologi in de ballon die reageert op zowel de mate van samenknijpen van de ballon door de hulpverlener als op de eigen ademhalingstoestand van de patiënt. De ballon is ontworpen voor gebruik in verschillende klinische omgevingen, om ademhalingsondersteuning te verlenen aan een patiënt in ademnood of aan een patiënt die niet meer ademt. De noodbediening kan worden gebruikt om de spontane ademhaling te helpen of om de endotracheale tube te plaatsen door een of twee grote ademteugen met hoge capaciteit toe te dienen. Denk er echter aan om de noodbediening uit te schakelen voordat u eraan begaat tot handmatige beademing.

En beademningsballon heeft standaard een overdrukventiel afgesteld op 40 cm H₂O, wat kan worden aangepast door de gebruiker. Een drukverlighingssysteem afgesteld op ofwel 40 cm H₂O ofwel 60 cm H₂O, is verkrijgbaar voor de beademingsballon voor volwassenen. In combinatie met een aanvullende zuurstofvoer kan het apparaat 100% zuurstof leveren elke keer dat de ballon wordt samengeknepen.

FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING

[1] Kontrollera **SMART BAG® MO**-återupplivningsventilen för att säkerställa att alla komponenter är närvarande, korrekt monterade och fullt fungerande.
 [2] Testa med avseende på läckor genom att täppa för patientporten men fullständigt utfröd klämning av blåsan (läckern i systemet kan förhindra leverans av tillräcklig volym för patienten).
 [3] Testa att brytaren för manuell överläggning överläggs i låge (OFF).
 [4] Knipa en åntal kecer hårt i **SMART BAG® MO** och lät sedan släppa. **SMART®**-ventilens i blåsan halvparti ska röra sig fritt och ge antydning om ökat luftvägstryck, och du bör lägga märke till en omedelbar förhöjning av blåsspanning (styrkningen).
 [5] Knipa en åntal kecer hårt i **SMART BAG® MO** och lät sedan släppa, om zeker te weten dat er lucht stroomt door het ventilsysteem naar de beademingsmasker. Het SMART-ventiel in de hals van de ballon zou vrij moeten bewegen, wat een toegenomen luchtwegdruk aangeeft, en u een onmiddellijke toename van de spanning in de ballon (stijfheid) moeten waarnemen.
 [6] Knipa en åntal kecer hårt i **SMART BAG® MO** och lät sedan släppa, om zeker te weten dat de spanning in de ballon afneemt en dat het SMART-ventiel i de hals van de ballon niet naar voren beweegt, så att zachtjes knijpt. Hiermee wordt bevestigd dat de luchtwegdruk zo laag mogelijk wordt gehouden voor een adequate beademing, terwijl het risico op een maaginsufflatie beperkt wordt.
 [7] Indien du använder extra syrgas, ska reservoarsystemet kopplas till blåsans plynflödningssport och det särskällets att syrgasslangen är kopplad till en syrgaskälla med en flödestillighet på minst 15 l/min. Sörg för, att den sammanförlade reservoarsystemet är helt utsträckt för att medge maximal syrgasförvaring.
 [8] **ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING**
 [1] Välj rätt **SMART BAG® MO**-återupplivningsmodell för storleken hos den patient som ska ventileras.
 [2] Se till att patientens luftväg går fri från obstruktion och förblir öppen genom att patientens huvud positioneras korrekt i enlighet med lokala rutiner.
 [3] Bihåll en korrekt mask-mot-anlägs-förslutning med era handen genom att lyfta hakan uppåt med handens sista tre fingrar. Håll pekfinger och tummen ovanpå masken för att skapa en tät förslutning kring patientens mun och näsa.
 [4] Knipa förstiklätt på **SMART BAG® MO**-enheten med den ändan hård, intill trycket häver sig, och slipp så. Gi patienten luft med en stabil rytm, hvor **SMART BAG® MO** trykkes sammen og slippes med tilstrækkelig tid mellem ventilationerne, så patientens lungar kan tömmes.
 [5] Ved bruk av barnehodelen på **SMART BAG® MO**, hvor det er nødvendigt at anvende trykklidningsfunktionen, skal trykklidningsknappen trykkes ned og drejes 90° for at låse på plads. For at låse den op igen, skal knappen blot drejes, intil pilen passer med pilen på patientventilen.
 [6] Etter bruk bortsækkes **SMART BAG® MO** på sikker vis i henhold til de lokale regler.

BRUGSVEJLEDNING

[1] Vælg en passende størrelse **SMART BAG® MO** for den patient, der mangler luft.
 [2] Sørg for, at der ikke er noget, der blokkerer patientens luftveje, og at de holdes øbne ved at anbringe patientens hoved korrekt i henhold til de lokale regler.
 [3] Hold masken tæt ind til ansigtet med én hånd ved at løfte hagen opad med mindst tre fingre. Hold pegefingeren og tæmpefingeren oven på masken for at danne en tæt forsegling omkring patientens mund og næse.
 [4] Tryk forsigtigt på **SMART BAG® MO** med den hånd, intil tryket blyser sig, og slipp så. Gi patienten luft med en stabil rytm, hvor **SMART BAG® MO** trykkes sammen og slippes med tilstrækkelig tid mellem ventilationerne, så patientens lungar kan tömmes.
 [5] Ved bruk av barnehodelen på **SMART BAG® MO**, hvor det er nødvendigt at anvende trykklidningsfunktionen, skal trykklidningsknappen trykkes ned og drejes 90° for at låse på plads. For at låse den op igen, skal knappen blot drejes, intil pilen passer med pilen på patientventilen.
 [6] Etter bruk bortsækkes **SMART BAG® MO** på sikker vis i henhold til de lokale regler.

TEKNISKA DATA

Förvaringstemperaturintervall:
 Patientventilens dödutrymme:
 Reservoarvolyms:
 Utändningsmotstånd:

Balongvolym: Vuxen 1700 ml Barn 470 ml
 Slagvolym: Vuxen 900 ml Barn 250 ml
 Maximal cyklicalitet: Vuxen 45 BPM Barn 100 BPM
 Tryckavlastning: Vuxen valfrift Barn 40 eller 60 cm H₂O
 Kind 40 cm H₂O

SPECIFIKATIONER

Opbevaringstemperatur:
 Brugstemperatur:
 Dörrum i patientventil:

Reservoarvolyms:

Inändningsmotstånd:

Balongvolym:

Slagvolym:

Maximal cyklicalitet:

Tryckavlastning:

Tekniker

Opbevaringstemperatur:

Brugstemperatur:

Dörrum i patientventil:

Beholdervolumen:

Modstand ved indånding:

Modstand ved udånding:

Ballonvolumen: Voksen 1700 ml Barn 470 ml

Volumen ved slægtfælde: Voksen 900 ml Barn 250 ml

Maks. cyklausfrekvens: Voksen 45 BPM Barn 100 BPM

Trykklidning: Voksen (valgfrit) 40 eller 60 cm H₂O Barn 40 cm H₂O

Trykklidning: 7,0 ml

Reservoarvolyms:

Utändningsmotstånd:

Balongvolym:

Slagvolym:

Maximal cyklicalitet:

Tryckavlastning:

Tekniker

Opbevaringstemperatur:

Brugstemperatur:

Dörrum i patientventil:

Beholdervolumen:

Modstand ved indånding:

Modstand ved udånding:

Ballonvolumen: Voksen 1700 ml Barn 470 ml

Volumen ved slægtfælde: Voksen 900 ml Barn 250 ml

Maks. cyklausfrekvens: Voksen 45 BPM Barn 100 BPM

Trykklidning: Voksen (valgfrit) 40 eller 60 cm H₂O Barn 40 cm H₂O

Trykklidning: 7,0 ml

Reservoarvolyms:

Utändningsmotstånd:

Balongvolym:

Slagvolym:

Maximal cyklicalitet:

Tryckavlastning:

Tekniker

Opbevaringstemperatur:

Brugstemperatur:

Dörrum i patientventil:

Beholdervolumen:

Modstand ved indånding:

Modstand ved udånding:

Balonvolumen: Voksen 1700 ml Barn 470 ml

Volumen ved slægtfælde: Voksen 900 ml Barn 250 ml

Maks. cyklausfrekvens: Voksen 45 BPM Barn 100 BPM

Trykklidning: Voksen (valgfrit) 40 eller 60 cm H₂O Barn 40 cm H₂O

Trykklidning: 7,0 ml

Reservoarvolyms:

Utändningsmotstånd:

Balongvolym:

Slagvolym:

Maximal cyklicalitet:

Tryckavlastning: