



The **SMART BAG®** Disposable Bag Valve Mask Resuscitator is a single use device for manual ventilation. The **SMART BAG®** offers accurate controlled ventilation that significantly reduces the risk of gastric insufflation. The patient's airway pressure is maintained at an optimally low level due to the **SMART®** technology in the bag that responds to both the rescuer's squeeze of the bag and the patient's own respiratory condition. It is designed for use in various clinical settings to provide respiratory support to the respiratory distressed or non-breathing patient.

The Child resuscitator comes standard with a Pressure Relief Valve set at 40 cm H₂O which can be overridden by the operator. A pressure relief system, set at either 40 or 60 cm H₂O, is available for the Adult resuscitator. When used with a supplemental oxygen supply, the device may provide 100% oxygen on every squeeze of the bag.

PREPARATION FOR USE

[1]Inspect the SMART BAG® resuscitator to ensure that all components are present, properly assembled and fully functional.

[2] Test for leaks by occluding the patient port completely squeezing the bag. Any leaks in the system may prevent the delivery of a sufficient volume to the patient.

[3] Squeeze and release the **SMART BAG®** hard a few times to ensure that air is moving through the valve system to the mask. The **SMART®** Valve in the neck of the bag should move freely indicating increased airway pressure and you should notice an immediate increase in bag tension (stiffness).

[4] Gently squeeze and release the **SMART BAG®** a few times to ensure that the bag tension is reduced and the **SMART®** Valve in the neck or the bag does not move forward when you gently squeeze. This provides confirmation that the airway pressure will be kept to the minimum required for adequate ventilation to occur while reducing the risk of gastric insufflation.

[5] If using supplemental oxygen, attach the reservoir system to the bag refill port and ensure that the oxygen tubing is attached to an oxygen source with a flow rate of at least 15 L/min. Ensure that the collapsible reservoir system is fully extended to allow maximum oxygen storage.

DIRECTIONS FOR USE

[1] Select the appropriate **SMART BAG®** resuscitator model for the size of patient to be ventilated.

[2] Ensure that the patient's airway is clear of any obstructions and remains open by properly positioning the patient's head in accordance with local protocols.

[3] Maintain a proper mask-to-face seal with one hand by lifting the chin upward with the last three fingers of the hand. Keep the index finger and thumb on top of the mask to form a tight seal around the patient's mouth and nose.

[4] Gently squeeze the **SMART BAG®** with the other hand until the chest rises, then release. Ventilate the patient with a steady squeeze and release of the **SMART BAG®** sufficient time between ventilations to allow for full emptying of the patient's lungs.

[5] If the child **SMART BAG®** is being used and the Pressure Relief override is required to be applied, depress the Pressure Relief Button and rotate 90° to lock in place. To unlock simply rotate the button until the arrow lines up with the arrow on the patient valve and release.

[6] Safely dispose of the **SMART BAG®** after use in accordance with local protocols.

SPECIFICATIONS

Storage Temperature Range:

-40°C to 60°C

Operating Temperature Range:

-40°F to 140°F

-18°C to 50°C

0°F to 122°F

Patient Valve Dead space:

7.0 ml

Reservoir volume:

1700 ml

Inspiratory Resistance:

3.3 cm H₂O

Expiratory Resistance:

2.2 cm H₂O

Bag Volume:

Adult 1700 ml

Child 470 ml

Stroke Volume:

Adult 900 ml

Child 250 ml

Maximum Cycle Rate:

Adult 45 BPM

Child 100 BPM

Pressure Relief:

Adult: Optional 40 or 60 cmH₂O

Child: 40 cmH₂O

Shelf-life

01BM3200-Cs - 5 years

01BM3210-Cs - 5 years

01BM3201-Cs - 3 years

01BM3211-Cs - 3 years



Le ballon-masque jetable **SMART BAG®** est un dispositif de ventilation manuelle à usage unique. Le **SMART BAG®** offre une ventilation contrôlée précise qui atténue considérablement le risque d'insufflation gastrique. La pression des voies aériennes du patient est maintenue à un faible niveau de façon optimale grâce à la technologie **SMART®** dont est doté le ballon. Cette technologie répond à la fois aux pressions exercées par le secouriste sur le ballon et à la propre respiration du patient. Elle a été conçue pour une utilisation dans divers contextes cliniques afin de fournir une assistance respiratoire aux patients en détresse ou en arrêt respiratoire.

L'appareil de réanimation pour enfants est équipé d'une soupape à compensation de la pression tarée à 40 cm H₂O, pouvant être désactivée par l'opérateur. Un système de décompression, réglé à 40 cm H₂O ou 60 cm H₂O, est disponible pour l'appareil de réanimation pour adultes. Lorsqu'il est utilisé avec une alimentation en oxygène supplémentaire, l'appareil peut fournir 100 % d'oxygène pour chaque pression exercée sur le ballon.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

[1] Inspectez le réanimateur SMART BAG® pour vous assurer que tous les composants sont présents, correctement assemblés et entièrement fonctionnels.

[2] Vérifiez que l'appareil ne présente aucune fuite en occultant complètement le port du patient en exerçant une pression sur le ballon (toute fuite dans le système peut empêcher l'administration d'un volume suffisant au patient).

[3] Comprimez fortement, puis relâchez, le **SMART BAG®** plusieurs fois afin de vous assurer que l'air se déplace à travers les soupapes jusqu'au masque. La soupape SMART, située dans le col du ballon, doit bouger librement, ce qui indique une augmentation de la pression des voies aériennes. De plus, vous devriez remarquer une augmentation immédiate de la tension du ballon (raideur).

[4] Comprimez légèrement, puis relâchez, le **SMART BAG®** plusieurs fois afin de vous assurer que la tension du ballon a diminué et que la soupape SMART®, située dans le col du ballon, ne se déplace pas vers l'avant lorsque vous exercez une pression légère. Cela permet de confirmer que la pression des voies aériennes sera maintenue au niveau minimal requis pour qu'une ventilation adéquate puisse se produire, tout en réduisant le risque d'insufflation gastrique.

[5] Si l'oxygène d'appoint est utilisé, fixez le système de réservoir au port de remplissage du ballon et veillez à ce que le tube d'oxygène soit relié à une source d'oxygène avec un débit minimal de 15 l/min. Veillez à ce que le système de réservoir rétractable soit entièrement déplié pour permettre un stockage maximal de l'oxygène.

MODE D'EMPLOI

[1] Sélectionnez le modèle d'appareil de réanimation **SMART BAG®** adapté à la taille du patient devant bénéficier d'une assistance respiratoire.

[2] Veillez à ce que les voies respiratoires du patient soient dégagées et restent ouvertes en placant correctement la tête du patient, conformément aux protocoles locaux.

[3] Maintenez l'étanchéité du masque sur le visage avec une main, en soulevant le menton du patient vers le haut à l'aide des trois derniers doigts de la main. Gardez l'index et le pouce sur la partie supérieure du masque pour former un joint étanche autour de la bouche et du nez du patient.

[4] Comprimez légèrement le **SMART BAG®** avec l'autre main jusqu'à ce que la poitrine du patient se soulève, puis relâchez. Ventilez le patient en comprimant de façon régulière, puis relâchez le **SMART BAG®** en laissant suffisamment de temps s'écouler entre les ventilations pour permettre aux poumons du patient de se vider entièrement.

[5] Si le **SMART BAG®** pour enfants est utilisé et que la commande de décompression doit être mise en œuvre, appuyez sur le bouton de décompression et effectuez un pivotement de 90° pour le fixer en bonne position. Pour le débloquer, tournez le bouton jusqu'à ce que la flèche s'aligne avec la flèche située sur la valve du patient et la sortie.

[6] Mettez le **SMART BAG®** au rebut de façon sécurisée après l'avoir utilisé, conformément aux protocoles locaux.

SPÉCIFICATIONS

Plage de températures de stockage: de -40 °C à 60 °C

de -40 °F à 140 °F

de -18 °C à 50 °C

de 0 °C à 122 °F

Espace mort de la valve du patient: 7.0 ml

Volume du réservoir: 1700 ml

Résistance à l'effort inspiratoire: 3.3 cm H₂O

Résistance à l'effort expiratoire: 2.2 cm H₂O

Volume du ballon: Adulte 1700 ml

Enfant 470 ml

Volume systolique: Adulte 900 ml

Enfant 250 ml

vitesses maximales des cycles :

Adulte : 45 battements par minute

Enfant : 100 battements par minute

Décompression:

Adulte - facultatif

40 ou 60 cm H₂O

Enfant 40 cm H₂O

Plage de températures de fonctionnement:

de -40 °C à 60 °C

de -40 °F à 140 °F

de -18 °C à 50 °C

de 0 °C à 122 °F

Espace mort valvula patiente: 7,0 ml

Volume serbatoio: 1700 ml

Resistenza inspiratoria: 3,3 cm H₂O

Volume pallone: Adulti 1.700 ml

Bambini 470 ml

Gittata cardiaca: Adulti 900 ml

Bambini 250 ml

Velocità massima ciclo: Adulti 45 respiri per minuto

Bambini 100 respiri per minuto

Riduzione della pressione: Opzionale per adulti 40 o 60 cm H₂O

Bambini 40 cm H₂O

Haltbarkeit

01BM3200-Cs - 5 années

01BM3210-Cs - 5 années

01BM3201-Cs - 3 années

01BM3211-Cs - 3 années

Durée de vie (stockage)

01BM3200-Cs - 5 années

01BM3210-Cs - 5 années

01BM3201-Cs - 3 années

01BM3211-Cs - 3 années



Die **SMART BAG®** Beatmungsmaske mit Ventil und Einwegbeuteln ist ein Gerät zur manuellen Beatmung für die einmalige Verwendung. Die **SMART BAG®** bietet präzise steuerbare Beatmung, die das Risiko einer Magensufflation deutlich verringert. Der Atemwegdruck des Patienten wird dank der **SMART®** Technologie im Beutel auf einem optimalen niedrigen Niveau gehalten. Der Beutel reagiert sowohl auf den Beuteldruck des Helfers wie auch auf den individuellen Atemzustand des Patienten. Er ist für die Anwendung in verschiedenen klinischen Einstellungen so entworfen worden, dass er die Atmung von Patienten mit Atemstörungen oder Atemstillstand unterstützt.

Das Beatmungsgerät für Kinder ist standardgemäß mit einem Druckausgleichventil ausgestattet, eingestellt bei 40 cm H₂O, das vom Anwender von Hand betätigt werden kann. Ein Druckausgleichsystem, das entweder bei 40 cm H₂O oder 60 cm H₂O eingestellt wurde, ist zum Beatmungsgerät für Erwachsene lieferbar. Wenn das Gerät zur Ergänzung mit Sauerstoffversorgung benutzt wird, kann es bei jedem Druck auf den Beutel hundertprozentigen Sauerstoff liefern.

VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ

[1] Prüfen Sie den SMART BAG® Beatmungsbeutel, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden, ordnungsgemäß montiert und voll funktionsfähig sind.

[2] Prüfen Sie auf Undichtigkeiten durch vollständiges Zuhalten des Patientenschlusses und Drücken des Beutels. (Eventuelle Undichtigkeiten im System können die Luftzufuhr in ausreichendem Maße zum Patienten verhindern.)

[3] Comprimieren Sie den SMART BAG® einige Male fest und lassen Sie jeweils wieder los, um sich zu vergewissern, dass sich Luft durch das Ventilsystem bis zur Maske hindurchbewegt. Das SMART-Ventil im Beutel sollte frei beweglich sein und erhöhten Atemwegsdruck anzeigen, während Sie einen unmittelbaren Anstieg der Beutelspannung beobachten können sollten (Steifigkeit).

[4] Comprimieren Sie den SMART BAG® einige Male sanft und lassen Sie jeweils wieder los, um sich zu vergewissern, dass die Beutelspannung sich verringert und sich das SMART-Ventil im Beutelhals nicht nach vorne bewegt, wenn Sie den Druck auf dem Beutelhals nicht nach vorne gedrückt haben. Dadurch wird bestätigt, dass der Atemwegdruck auf dem Mindestwert gehalten wird, der zur ordnungsgemäßen Beatmung erforderlich ist, während das Risiko einer Magensufflation verringert wird.

[5] SIE si utilizzi ossigeno supplementare, montare il serbatoio sulla porta di riempimento del pallone e verificare che il tubo dell'ossigeno sia collegato alla sorgente dell'ossigeno con una velocità di flusso di almeno 15 l/min. Verificare che il serbatoio pieghevole sia esteso completamente per consentire di conservare la quantità massima di ossigeno.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

[1] Inspeccione el pallone para rianimación SMART BAG® para asegurarse de que todos los componentes están presentes, correctamente ensamblados y totalmente funcionales.

[2] Verifique que no tenga fugas bloqueando el puerto del paciente y apretando a fondo la bolsa (Cualquier f

SMART BAG®



De SMART BAG® wegwerp-beademingsballon is een handmatig beademingsapparaat voor eenmalig gebruik. De **SMART BAG®** zorgt voor een nauwkeurige gecontroleerde beademing die het risico op een maaginsufflatie (blazen van lucht in de maag) aanzienlijk verlaagt. De luchtwegdruk van de patiënt wordt op een optimaal laag niveau gehouden dankzij de **SMART®**-technologie in de ballon die reageert op zowel de mate van samenkrimpen van de ballon door de hulpverlener als op de eigen ademhalingsstoestaand van de patiënt. De ballon is ontworpen voor gebruik in verschillende klinische omgevingen, om ademhalingsondersteuning te verlenen aan een patiënt in ademnood of aan een patiënt die niet meer admet.

De kinderbeademingsballon heeft standaard een overdrukventiel afgesteld op 40 cm H₂O, wat kan worden aangepast door de gebruiker. Een drukverlagingssysteem afgesteld op ongeveer 40 cm H₂O ofwel 60 cm H₂O, is verkrijgbaar voor de beademingsballon voor volwassenen. In combinatie met een aanvullende zuurstofvoer kan het apparaat 100% zuurstof leveren elke keer dat de ballon wordt samengeknepen.

VORBEREIDING VOOR GEBRUIK

[1] Inspecteer de SMART BAG® MO-beademingsapparaat om er zeker te zijn dat alle componenten aanwezig, correct geassembleerd en volledig functioneel zijn.
 [2] Test op lekken door de patiëntopening volledig af te sluiten en in de ballon te knijpen (lekkern in het systeem kunnen de toediening van voldoende volume aan de patiënt belemmeren).
 [3] Knip een aantal malen hard en laat vervolgens de SMART BAG® los, om er zeker te zijn dat lucht door het ventiel in het masker komt. Het SMART® Valve (in de nek van de zakt dient vrijelijk te bewegen om oplopende druk aan te geven en een verhoogde druk (stijfheid) in de zak moet onmiddellijk waargenomen worden.
 [4] Knip een aantal keer zacht in de **SMART BAG®** en laat weer los, om zeker te weten dat de spanning in de ballon afneemt en dat het SMART® Valve (ventiel) in de hals van de ballon niet naar voren beweegt als u zachtjes knijpt. Hiermee wordt bevestigd dat de luchtwegdruk zo laag mogelijk wordt gehouden voor een adequate beademing, terwijl het risico op een maaginsufflatie beperkt wordt.
 [5] Indien u aanvullende zuurstof gebruikt, sluit dan het reservoarsysteem aan op de vulopening van de ballon en zorg ervoor dat de zuurstofslang bevestigd is aan een zuurstofbron met een stroomsnellheid van ten minste 15 L/min. Zorg ervoor dat het opvouwbare reservoer volledig is uitgevouwen zodat de maximale hoeveelheid zuurstof kan worden opgeslagen.

GEBRUIKSAAWIJZING

[1] Kies het juiste **SMART BAG®** beademingsmodel afgestemd op de grootte van de patiënt die moet worden beadem.
 [2] Zorg ervoor dat de luchtwegen van de patiënt vrij zijn van eventuele obstrucies of dat deze open blijven door het hoofd van de patiënt op de juiste wijze te plaatsen, in overeenstemming met lokale protocollen.
 [3] Zorg ervoor dat er geen ruimte kan ontstaan tussen het masker en het gezicht door met de laatste drie vingers van uw hand de kin omhoog te tillen. Houd de wijsvinger en de duim van dezelfde hand bovenop het masker zodat er een strakke afsluiting ontstaat rondom de mond en de neus van de patiënt.
 [4] Knijp nu zachtjes in de **SMART BAG®** met uw andere hand, totdat de borst omhoogkomt, en laat los. Beadem de patiënt met een regelmatig knijpen en loslaten van de **SMART BAG®**, met volgende tijd tussen de beademingen om de longen van de patiënt helemaal leeg te maken.
 [5] Als het kindermodel van de **SMART BAG®** wordt gebruikt en het overdrukventiel moet worden aangepast, druk dan de betreffende knop in en draai deze 90° totdat deze vastklkt. Om de knop weer in de originele stand te zetten draait u de knop eenvoudig weer totdat de pijl in dezelfde lijn komt te staan als de pijl van het patiëntventiel en laat los.
 [6] Verwijder de **SMART BAG®** na gebruik veilig in overeenstemming met lokale protocollen.

SPECIFICATIES

Bewaartemperatuur tussen:	-40°C tot 60°C -40°F tot 140°F -18°C tot 50°C 0°F tot 122°F 7,0 ml 1700 ml 3,3 cm H ₂ O
Bedieningstemperatuur tussen:	-40°F tot 140°F -18°C tot 50°C 0°F tot 122°F
Dode ruimte patiëntventiel:	7,0 ml
Reservoirvolume:	1700 ml
Inspiratorische weerstand:	2,2 cm H ₂ O
Ballonvolume: Volwassene 1700 ml	Barn 470 ml
Slagvolume: Volwassene 900 ml	Barn 250 ml
Maximal cykelhastighet: Voksen 45 BPM	Barn 100 BPM
Tryckavlastning: Voksen valfrift	40 eller 60 cm H ₂ O
	Barn 40 cm H ₂ O
Overdrukventiel: Volwassene 45 BPM	40 of 60 cm H ₂ O
Overdrukventiel: Volwassene optioneel	40 of 60 cm H ₂ O
	Kind 40 cm H ₂ O

Houdbaarheid

01BM3200-Cs - 5 jaar
 01BM3210-Cs - 5 jaar
 01BM3201-Cs - 3 jaar
 01BM3211-Cs - 3 jaar



SMART BAG® återupplivningsenhets/andningsmask för 1-gångsbruk och försedd med bläsventil är en för engångsbruk avsedd anordning för manuell ventilation. **SMART BAG®** enheten erbjuder exakt kontrollerad ventilation, där mindre riskerna för gastrisk insufflering betydligt. Patientens luftvägtryck holdes på ett optimalt lågt niveau tack vare **SMART®**-teknologin i ballonen, der reagerar både på redbergs tryck på ballonen och patientens eget åndedräet. Den är designet för bruk i forskellige kliniske miljøer til at give et godt niveau af patientens klæmning af blåsan og patientens eget respirationstillstånd. Enheden är utformad för användning vid en mängd olika kliniska situationer för att tillhandahålla andningsstöd för en andningskompromitterad person eller för patient som inte kan trække vejet.

Barnmasken leveres som standard med en trykudligningsventil, der er indstillet til 40 cm H₂O. Denne indstilling kan ændres af brugeren. Voksensemasken kan fås med et trykudligningssystem, der er indstillet til enten 40 cm H₂O eller 60 cm H₂O. Når masken bruges med supplende ilforsyning kan den give 100 % ilt ved hvert tryk på balonen.

KLARGØRING TIL BRUG

[1] Kontrollera SMART BAG® återupplivningsenhets för att säkerställa att alla komponenter är närvändande, korrekt monterade och fullt fungerande.
 [2] Testa med avseende på läckor genom att täppa för patientporten med fullständigt utförd klämning av blåsan (läckor i systemet kan förhindra leverans av tillräcklig volym för patienten).
 [3] Knipa hårt på blåsan och släpp SMART BAG®-enheten för att säkerställa att luft rör sig genom ventilsystemet mot masken. SMART®-ventilen i blåsans hals skal kunna bevege sig fri för att ange eget luftvägtryck, och du skal kunne se en objektivt stigning i ballonspendlingen (bliver mere stiv).
 [4] Tryk forsigtigt på SMART BAG®-et par gange och slipp för att sikre, att luften kan bevege sig frit genom ventilsystemet till masken.
 [5] Knipa hårt på blåsans halsparti och släpp SMART BAG®-enheten för att säkerställa att luft rör sig genom ventilsystemet mot masken. SMART®-ventilen i blåsans hals skal kunna bevege sig fri för att ange eget luftvägtryck, och du bør lægge mærke til et øndelabel forhøjning af blåsspændningen (stivheden).
 [6] Knipa en aantal keer zacht in de **SMART BAG®** en laat weer los, om zeker te weten dat de spanning in de ballon afneemt en dat het SMART® Valve (ventiel) in de hals van de ballon niet naar voren beweegt als u zachtjes knijpt. Hiermee wordt bevestigd dat de luchtwegdruk zo laag mogelijk wordt gehouden voor een adequate beademing, terwijl het risico op een maaginsufflatie beperkt wordt.
 [7] Indien u aanvullende zuurstof gebruikt, sluit dan het reservoarsysteem aan op de vulopening van de ballon en zorg ervoor dat de zuurstofslang bevestigd is aan een zuurstofbron met een stroomsnellheid van ten minste 15 L/min. Zorg ervoor dat het opvouwbare reservoer volledig is uitgevouwen zodat de maximale hoeveelheid zuurstof kan worden opgeslagen.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

[1] Välj rätt **SMART BAG®** återupplivningsmodell för storlekten hos den patient som ska ventileras.
 [2] Se till att patientens luftväg går fri från obstruktion och förblir öppen genom att patientens huvud positioneras korrekt i enlighet med lokala rutiner.

[3] Bébeholder en korrekt mask-mot-ansekte-förslutning med en handen genom att lyfta hakan uppåt med handens sista tre fingrar. Håll pekfingret och tunnmen överanpå masken för att skapa en tät förslutning kring patientens mun och näsa.
 [4] Knipa försiktig på **SMART BAG®** med den anden hand, intill trycket häver sig, slip så. Gi patienten luft med en stabil rytm, hvor **SMART BAG®** trykker sammen og slippes med tilstrekkelig tid mellem ventilationerne, så patientens lungar kan tömmes.
 [5] Ved bruk av barnmodellen av **SMART BAG®**, hvor det er nødvendigt at anvende trykudligningsfunktionen, skal trykudligningsknappen trykkes ned og drejes 90° for at låse på plads. For at låse den op igen, skal knappen blot drejes, indtil pilen passer med pilen på patientventilen.
 [6] Etter brug brotskaffes **SMART BAG®** på sikker vis i henhold til de lokale regler.

SPECIFIKATIONER

Opbevaringstemperatur:	-40°C til 60°C -40°F til 140°F -18°C til 50°C 0°F til 122°F
Bugstempertatur:	7,0 ml
Dedrum i patientventil:	1700 ml
Beholdervolumen:	3,3 cm H ₂ O
Modstand ved indhånd:	2,2 cm H ₂ O
Modstand ved udhånd:	2,2 cm H ₂ O
Balloonvolumen: Voksen 1700 ml	Aikuisen 700 ml
Slagvolym: Voksen 900 ml	Barn 250 ml
Maximal cykelhastighet: Voksen 45 BPM	Barn 100 BPM
Tryckavlastning: Voksen valfrift	40 eller 60 cm H ₂ O
	Barn 40 cm H ₂ O

KÄTTÖOHJEET

[1] Valitse asianmukainen **SMART BAG®** elvytyspaljemalli, joka on oikeankokoinen potilaalle, jolle keuhkotuleetus suoritetaan.
 [2] Varmista, että potilaalla ei ole mitään, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [3] Varmista naamarin asianmukainen tivisyytminen kasvoille yhdellä kädellä kohottamalla leuka ylös kädens kolmella viimeisellä sormella.
 [4] Varmista, että peukalo naamarin päällä, jotta potilaan suun ja näsin ympäristö pysisylissä.
 [5] Jos käytät lisähappea, kiinnitä sääliöjärjestelmä pussin luuun ja varovasti toiseksiaan.
 [6] Jos käytät kokoontyytettävä sääliöjärjestelmä pussin luuun ja varovasti toiseksiaan.

BRUGSVEJLEDNING

[1] Vælg en passende størrelse **SMART BAG®** for den patient, der mangler luft.
 [2] Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer patientens luftveje, og at de holdes åbne ved at anbringe patientens hoved korrekt i henhold til de lokale regler.
 [3] Hold masken tæt ind til ansigtet med én hånd ved at løfte hagen opad med mindst tre fingre. Hold pegefingeren og tommelfingeren oven på masken for at danne en tæt forsegling omkring patientens mund og næse.
 [4] Tryk forsigtigt på **SMART BAG®** med den anden hånd, indtil brystet hæver sig, og slip så. Gi patienten luft med en stabil rytm, hvor **SMART BAG®** trykker sammen og slippes med tilstrekkelig tid mellem ventilationerne, så patientens lungar kan tömmes.
 [5] Ved bruk av barnmodellen af **SMART BAG®**, hvor det er nødvendigt at anvende trykudligningsfunktionen, skal trykudligningsknappen trykkes ned og drejes 90° for at låse på plads. For at låse den op igen, skal knappen blot drejes, indtil pilen passer med pilen på patientventilen.
 [6] Et efter brug brotskaffes **SMART BAG®** på sikker vis i henhold til de lokale regler.

TEKNISKE TIEDOT

Säilytyslämpötilan vaihteluväli:	-40°C - 60°C -40°F - 140°F -18°C - 50°C 0°F - 122°F
Käyttölämpötilan vaihteluväli:	7,0 ml
Potilaan ventiliiliin kuollut tila:	1700 ml
Säiliön tilavuus:	3,3 cm H ₂ O
Ulos亨gelytvastus:	2,2 cm H ₂ O
Ilmapalloni tilavuus:	Aikuisen 700 ml Barn 470 ml
Iskulitavuus:	Aikuisen 900 ml Barn 250 ml
Ennismäisyyskinopuus:	Aikuisen 45 BPM Barn 100 BPM
Paineen vapautus:	Aikuisen valinnainen Lapsi 40 - 60 cmH ₂ O Lapsi 40 cmH ₂ O

BRUGSFUNKTIONER

[1] Valitse asianmukainen **SMART BAG®** elvytyspaljemalli, joka on oikeankokoinen potilaalle, jolle keuhkotuleetus suoritetaan.
 [2] Varmista, että potilaalla ei ole mitään, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [3] Varmista, että peukalo naamarin päällä, jotta potilaan suun ja näsin ympäristö pysisylissä.
 [4] Varmista, että tietty aikaväli on annettu potilaalle.
 [5] Varmista, että potilaalla ei ole mitään, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [6] Varmista, että potilaalla ei ole mitään, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.

ITLKONTRAKTEN

[1] Valitse asianmukainen **SMART BAG®** elvytyspaljemalli, joka on oikeankokoisen potilaan potilaalle.
 [2] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [3] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [4] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [5] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [6] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.

ITLKONTRAKTEN

[1] Valitse asianmukainen **SMART BAG®** elvytyspaljemalli, joka on oikeankokoisen potilaan potilaalle.
 [2] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [3] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [4] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [5] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.
 [6] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ympäristöä pysisylissä.

ITLKONTRAKTEN

[1] Valitse asianmukainen **SMART BAG®** elvytyspaljemalli, joka on oikeankokoisen potilaan potilaalle.
 [2] Varmista, että potilaalla ei ole mitaan, joka vaurioittaa potilaan suun ja näsin ymp