


o_two™ NÉBULISEUR

Nébuliseur O-Two

Le nébuliseur O-Two est une solution de pointe conçue pour intégrer parfaitement l'administration de médicaments à la thérapie CPAP. Doté d'un système pré-ajusté, il élimine la nécessité d'un réglage manuel, garantissant une utilisation rapide et sans effort. Sa compatibilité universelle le rend adaptable à tout masque CPAP, offrant flexibilité et facilité d'utilisation à une large gamme d'utilisateurs. Cet appareil allie commodité et efficacité, améliorant les résultats thérapeutiques tout en simplifiant l'expérience du patient.



AVANTAGES

RÉGULATEUR UNIQUE

Permet l'utilisation à la fois du CPAP et du nébuliseur avec un Régulateur de pression unique.

FAIBLE CONSOMMATION D'OXYGÈNE

Le débit pré-réglé du nébuliseur réduit la consommation d'oxygène par rapport à d'autres dispositifs.

SIMPLE D'UTILISATION

"Plug and play" pour le nébuliseur en utilisant le port 9/16 DISS sur un régulateur.

RENTABLE

Prix d'achat bas et faible consommation d'oxygène par rapport à d'autres dispositifs.

IMPACT MINIMAL SUR LA CONSOMMATION

La consommation de gaz et la durée du cylindre sont à peine affectées par l'utilisation du nébuliseur.

CPAP cmH ₂ O	FLOW RATE		DURÉE DU CYLINDRE	
	NEB OFF	NEB ON	NEB OFF	NEB ON
5	8	14	52	30
8	10	16	42	26
10	12	18	35	23
15	15	21	28	20
20	20	26	21	16
25	25	31	17	13

INFORMATIONS DE COMMANDE

01CV0220-CS


Système de nébuliseur CPAP à usage unique O-Two avec adaptateur de débit de 6 L/min, pièce en T, nébuliseur à remontée avec tuyau d'alimentation en oxygène.

Boîte de 10

SPÉCIFICATIONS

DÉBIT DU NÉBULISEUR	6 L/min
DIMENSIONS (NÉBULISEUR UNIQUEMENT)	1,6" de diamètre x 2,3" (40,6 mm de diamètre x 58,3 mm).
POIDS AVEC TUBING : 4 OZ (0,1 KG).	Le poids avec tubing est de 4 oz (0,1 kg).
CONNEXION D'ENTRÉE	Sortie 9/16" DISS
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-18°C to +50°C (0°F to 122°F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-40°C to +60°C (-40°F to 140°F)
HUMIDITÉ RELATIVE POUR LE STOCKAGE ET L'UTILISATION EN FONCTIONNEMENT	-18°C to 50°C (0°F to 122°F)
HUMIDITÉ RELATIVE POUR LE STOCKAGE ET L'UTILISATION EN FONCTIONNEMENT	15 to 95%

TEMPS DE DÉLIVRANCE DU MÉDICAMENT



www.otwo.com

45A Armthorpe Road, Brampton, ON, Canada, L6T 5M4

Telephone: +1 905 792-OTWO (6896) N.A. Toll Free: +1 800 387 3405

Facsimile: +1 905 799 1339 Email: resuscitation@otwo.com